

ՄԵԹՈԴ

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ՀՈՒՄԲՈՒՄ ԵՎ ՄՆԵԴԱԹԵՐՔՈՒՄ S-2 ՏՈՔՄԻՆԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ

1. Կիրառման ոլորտը

Սույն մեթոդով սահմանվում է պարենային հումքում և սննդամթերքում S-2 տոքսինի պարունակության որոշումը գազ-հեղուկային քրոմատագրման միջոցով:

2. Սարքավորումներ և նյութեր

2.1 Նմուշի թափահարման սարք:

2.2 Ռոտացիոն գոլորշիացուցիչ:

2.3 Սրճադաս:

2.4 Գազային քրոմատագրման սարք (գազային քրոմատագրման սարքը պետք է շահագործել արտադրողի ցուցումներին համապատասխան), դետեկտոր՝ ԷԶԳ, աշտարակ՝ ապակյա 1 մ x 0.4 սմ, հեղուկ ֆազը՝ OV-1, կրող գազը՝ հատուկ մաքրության ազոտ:

2.5 Ֆլուորեսցենտային սարք կամ ախտորոշման լամպ:

2.6 Մագնիսական խառնիչ:

2.7 Միկրոներարկիչներ՝ 10 մկլ, 1մկլ տարողությամբ:

2.8 Ապակյա խցիկ կափարիչով՝ քրոմատագրման համար:

2.9 Քրոմատագրման պատրաստի սիլուֆոլի թիթեղներ՝ 20 սմ x 20 սմ:

2.10 Բաժանիչ ձագարներ:

2.11 Փորձանոթ:

2.12 Կոնաձև կոլբեր՝ 250 մլ տարողությամբ:

2.13 Կոլբեր կլորահատակ՝ 250 մլ տարողությամբ:

2.14 Կոլբեր տանձաձև՝ 50 մլ տարողությամբ:

2.15 Չափիչ կոլբեր՝ 100 մլ տարողությամբ:

2.16 Չափիչ գլաններ հերմետիկ փակով՝ 100 մլ տարողությամբ:

2.17 Ապակյա հեղուկացրիչ տանձիկով:

2.18 S-2 տոքսին, բյուրեղական:

2.19 Ացետոնիտրիլ, «մ»

- 2.20 Ացետոն, «մհհ»:
- 2.21 Բենզոլ, «մհհ»:
- 2.22 Հեքսան, «մ»:
- 2.23 Մեթանոլ, «մհհ»:
- 2.24 Իզոպրոպիլ սպիրտ (պրոպանոլ -2), «քմ»:
- 2.25 Ծծմբական թթու, «քմ»:
- 2.26 Աղաթթվական կալիում, «մհհ»:
- 2.27 Ծծմբաթթվական նատրիում-անջուր, «մհհ»:
- 2.28 Ածխաթթվական նատրիում, «մհհ»:
- 2.29 3-ֆտոր քացախաթթվական անհիդրիդ, «մ»:

Սույն մեթոդում կիրառվում են հետևյալ հապավումները

- «մհհ»՝ մաքուր հետազոտության համար,
- «մ»՝ մաքուր,
- «քմ»՝ քիմիապես մաքուր,
- ԷԶԳ՝ Էլեկտրոնային զավթման դետեկտոր,
- ՆՇԲ՝ նրբաշերտ քրոմատագրման սարք,
- Rf՝ նյութի ճակատի (մեկնարկի գծից մինչև բժի կենտրոն) հարաբերությունը լուծիչների ճակատին (մեկնարկի գծից մինչև լուծիչների ճակատի գիծը),
- ԵՖԹ՝ երեքֆտորքացախաթթվական,
- ԳՀԲ՝ գազ-հեղուկային քրոմատագրման սարք:

Օգտագործվող չափման միջոցները, սարքավորումները, քիմիական նյութերը իրենց չափագրական բնութագրերով պետք է ապահովեն մեթոդի ճշտության աստիճանը:

3. Լուծամզում

Նմուշը մանրացնում են սրճադացով կամ լաբորատոր ադացով 1-2 թուփի ընթացքում: Մանրացված նմուշից 20 գ լցնում են 250 մլ տարողությամբ հարթահատակ կոնաձև կոլբի մեջ ավելացնում 10մլ 4% աղաթթվական կալիում և 90 մլ ացետոնիտրիլ: Թափահարման սարքի միջոցով թափահարում են 30 թուփ: Ստացված խառնուրդը ֆիլտրում են չափիչ գլանի մեջ թղթյա ֆիլտրով, վերցնում են 70 մլ լուծամզուկ:

4. Լուծամզուկի մաքրումը

4.1 Հեղուկ-հեղուկային մաքրում

250 կամ 500 մլ տարողությամբ բաժանիչ ձագարի մեջ լցնում են 70 մլ լուծամզուկ, ավելացնում են 50 մլ հեքսան կամ հեպտան: Թափահարելուց և շերտերի բաժանվելուց հետո

վերևի հեքսանային շերտը թափում են: Ներքևի ացետոնիտրիլային շերտը կրկնակի անգամ թափահարում են ավելացնելով 40 մլ հեքսան, ամեն անգամ թափում են վերևի հեքսանային շերտը: Միացված ացետոնիտրիլային շերտը նոսրացնում են 17 մլ թորած ջրով և լուծահանում են 50 և 25 մլ բենզոլով, վերևի բենզոլային շերտերը անջատում են, միացնում են և չորացնում անջուր ծծմբաթթվական նատրիումով (10-15 գ) 0,5 ժամվա ընթացքում: Բամբակի օգնությամբ լուծույթը ֆիլտրում են 250 մլ տարողությամբ կլորահատակ կոլբի մեջ: Վերջում անջուր ծծմբաթթվական նատրիումը լվանում են 10 մլ բենզոլով և ֆիլտրում նույն կլորահատակ կոլբի մեջ: Բենզոլային լուծույթը գոլորշիացնում են ռոտացիոն գոլորշիացուցիչի օգնությամբ ջրային բաղնիքի 40-50⁰C ոչ բարձր ջերմաստիճանային պայմաններում՝ մինչև չորանալը: Մնացորդը լուծում են 200-300 մլլ բենզոլի մեջ և մաքրում են ՆՇԲ-ի միջոցով (լուծույթ Ա):

4.2 Մաքրումը ՆՇԲ-ի միջոցով

Քրոմատագրման թիթեղի ներքևի աջ և ձախ անկյուններում եզրից 1,5 սմ հեռավորության վրա կաթեցնում են S-2 տոքսինի բենզոլային ստանդարտ լուծույթից 5 մլլ (500-ական նգ) (Ա և Բ դաշտեր), այնուհետև ներքևի եզրից 1,5 սմ հեռավորության վրա զուգահեռ ներքևի եզրին, ուղիղ գծի ձևով (լայնությունը 3 մմ-ից ոչ ավել), միկրոներարկիչի օգնությամբ կաթեցնում են 10 մլլ Ա լուծույթից: Ամբողջ լուծույթի տեղափոխումից հետո կլորահատակ կոլբի մեջ լցնում են 100-150 մլլ բենզոլ, թափահարում են և լուծույթը կրկին միկրոներարկիչի օգնությամբ տեղափոխում թիթեղի նույն գծի վրա: Թիթեղը տեղավորում են քրոմատագրման խցիկում, որի մեջ նախօրոք լցված է հեքսան-իզոպրոպիլ սպիրտի (7:2 հարաբերությամբ) խառնուրդը:

Հեղուկի բարձրանալուց հետո (թիթեղի վերևի եզրից 1,5 սմ հեռավորության վրա) թիթեղը հանում են, չորացնում, այնուհետև նրա երկու կողմնային եզրերից՝ Ա և Բ դաշտերով կտրում են երկու շերտեր: S-2 տոքսինի ստանդարտպարունակող նեղ շերտերը մշակում են (արտածում են) ծծմբական թթվի 20%-ոց մեթանոլային լուծույթով: Թիթեղները դնում են չորացնող պահարանում (105⁰C) 1-3 ըոպե տևողությամբ, նայում են ուլտրամանուշակագույն լույսի տակ: S-2 տոքսինի բծերը (սպիտակ-երկնագույն ֆլորեսցենցիայով՝ Rf 0,6-0,7) եզրագծում են մատիտով: Նեղ շերտերը դնում են լուծամզուկով կաթեցված թիթեղի մոտ (նրա երկու կողմից) և այդ թիթեղի վրա նշում են S-2 տոքսինի ստանդարտի քրոմատագրման շարժունակությանը (Rf) համապատասխան դաշտը: Դաշտի լայնությունը պետք է լինի մոտավորապես 7 մմ-ից (ամեն կողմից) ավելին, քան S-2 տոքսինի ստանդարտի բժի տարածումը՝ քրոմատագրման զարգացման ուղղությամբ: Դաշտը եզրագծում են թիթեղի ներքևի եզրին զուգահեռ 2 գծով:

Նշտարի կամ շպատելի օգնությամբ նշված գոտուց քերում են սիլիկագելի նշված շերտը և տեղափոխում 5 մլ տարողությամբ փորձանոթի մեջ, ավելացնում 4 մլ բենզոլ-ացետոն (1:1 հարաբերությամբ) խառնուրդից և թափահարում են: Սիլիկագելի սուսպենզիան բամբակի օգնությամբ ֆիլտրում են 50 մլ տարողությամբ տանձաձև կոլբի մեջ: Սիլիկագելը կրկին լվանում

են բենզոլ-ացետոն (1:1 հարաբերությամբ) խառնուրդով (2 x 4 մլ): Միացված բենզոլ-ացետոնային լուծամզուկը ռոտացիոն գոլորշիացուցիչի օգնությամբ լրիվ գոլորշիացնում են: Չոր մնացորդը լուծում են 200 մլ բենզոլի մեջ (լուծույթ Բ):

5. S-2 տոքսինի պարունակության հայտնաբերման, նույնականացման և քանակական որոշման մեթոդը

5.1 S-2 տոքսինի ստանդարտ լուծույթի պատրաստումը

S-2 տոքսինի ստանդարտ լուծույթի պատրաստումը 100 մլ տարողությամբ չափիչ կոլբի մեջ կշռում են 10 մգ բյուրեղական S-2 տոքսին (ճշգրիտ կշռանք), տեղափոխում են 100 մլ տարողությամբ չափիչ կոլբի մեջ և բենզոլով հասցնում նիշի: S-2 տոքսինի խտությունը ստանդարտ լուծույթում կազմում է 100 նգ/մլ կամ 100 մկգ/մլ: Լուծույթը պահում են սառնարանում պլյուս 5⁰C ոչ բարձր ջերմաստիճանային պայմաններում: Ստանդարտ լուծույթի պահպանման ժամկետը մինչև 2 տարի է:

5.2 Երեքֆտորքացախաթթվական (ԵՖԹ) ածանցյալների ստացումը

5.2.1 S-2 տոքսինի ԵՖԹ ածանցյալի ստացումը.

5 մլ տարողությամբ փորձանոթի մեջ լցնում են 50 մլ S-2 տոքսինի ստանդարտ լուծույթից, ավելացնում են 250 մլ բենզոլ, 30-50 մգ թարմ թրծված նատրիումի կարբոնատ և 50 մլ երեքֆտորքացախաթթվական անհիդրիդ: Փորձանոթը հերմետիկ փակում են ապակյա խցանով և խառնում են 0,5 ժ մագնիսական խառնիչով (20-25⁰C): Խառնելու համար փորձանոթի մեջ նախօրոք դնում են 3-4 մմ-ոց գրասենյակային ամրակի մի փոքր կտոր՝ զոդված ապակյա մագնոթին: Փորձանոթի պարունակությունը նոսրացնում են բենզոլով մինչև 1 մլ, ֆիլտրում են ապակյա ձագարի և բամբակի օգնությամբ մեկ այլ 5 մլ տարողությամբ փորձանոթի մեջ: Ֆիլտրի վրայի նատրիումի կարբոնատը լվանում են 0,5 մլ բենզոլով: Միացյալ բենզոլային ֆիլտրատը գոլորշիացնում են ազոտի թույլ շիթի տակ (ազոտի բացակայության դեպքում կարելի է մինչև վերջ գոլորշիացնել ռոտացիոն գոլորշիացուցիչի օգնությամբ): Չոր մնացորդը լուծում են 200 մլ բենզոլի մեջ և հետազոտությունը կատարում են Գ-ՀԲ-ի միջոցով:

5.2.2 ԵՖԹ ածանցյալի ստացումը լուծամզուկից.

300 մլ մաքրված լուծամզուկի բենզոլային լուծույթին (լուծույթ Բ) ավելացնում են նատրիումի կարբոնատ և երեքֆտորքացախաթթվի անհիդրիդ և շարունակում են ըստ 5.2.1 ենթակետի:

5.3 ԵՖԹ ածանցյալների Գ-ՀԸ հետազոտություն

Գազհեղուկային քրոմատագրման հետազոտության պայմանները.

աշտարակի ջերմաստիճանը՝ 200⁰C

գոլորշիացուցիչի ջերմաստիճանը՝ 235⁰C

թերմոստատի դետեկտորի ջերմաստիճանը՝ 270⁰C

կրող գազի արագությունը՝ 90-100 մլ/րոպե

փչող գազի արագությունը՝ 190-200 մլ/րոպե

զգայնության սանդղակը՝ 2×10^{-12} Ա

1 մլլ տարողությամբ միկրոներարկիչի օգնությամբ գազային քրոմատագրման սարքի մեջ հաջորդաբար ներարկում են 0,2 և 0,5 մլլ (որը համապատասխանում է 5 և 12,5 նգ S-2 տոքսինին) S-2 տոքսինի ԵՖԹ ածանցյալի 200 մլլ բենզոլային լուծույթ: Ամեն մի դեպքում նշում են պահման ժամանակը (տվյալ դեպքում 5-6 րոպե է) և որոշում են S-2 տոքսինի ԵՖԹ ածանցյալի ստանդարտի պիկի դուրս գալու ժամանակը մակերեսը ($S_{ստ.}$): Պիկի մակերեսը որոշում են բարձրությունը բազմապատկելով լայնության կետով: Այնուհետև գազային քրոմատագրման սարքի մեջ են ներարկում 0,5-1,0 մլլ լուծամզուկի ԵՖԹ-ածանցյալի լուծույթ: Պիկի առկայության դեպքում, որն ըստ պահման ժամանակի համապատասխանում է S-2 տոքսինի ԵՖԹ-ածանցյալի պահման ժամանակին, որոշում են նմուշի պիկի մակերեսը ($S_{նմ.}$):

Նմուշի մեջ S-2 տոքսինի պարունակությունը որոշում են հետևյալ բանաձևով՝

$$C = \frac{V_1 \cdot V_3 \cdot S_1 \cdot m}{V_2 \cdot V_4 \cdot S_2 \cdot M} \text{ (մկգ/կգ),}$$

որտեղ՝

S_1 ՝ լուծամզուկում S-2 տոքսինի ԵՖԹ-ածանցյալի պիկի մակերեսը, մմ²,

S_2 ՝ S-2 տոքսինի ստանդարտի ԵՖԹ-ածանցյալի պիկի մակերեսը, մմ²,

m ՝ S-2 տոքսինի գազային քրոմատագրման սարք ներարկված ստանդարտի քանակը, նգ (5 կամ 12,5 նգ),

M ՝ նմուշի քանակը, գ (20գ),

V_1 ՝ լուծամզող լուծիչի ծավալը, մլ (100 մլ),

V_2 ՝ հետազոտության համար վերցված ֆիլտրատի ծավալը, մլ (70 մլ),

V_3 ՝ լուծամզուկի ԵՖԹ-ածանցյալի բենզոլային լուծույթի ծավալը, մլլ (200 մլ),

V_4 ՝ լուծամզուկի ԵՖԹ-ածանցյալի բենզոլային լուծույթի գազային քրոմատագրման սարք ներարկված ծավալը, մլլ: